

**Annexe 4.15:** nettoyage (prédésinfection) de l'instrumentation, adapté de Desplats et al.<sup>124</sup>.

A. Immersion totale des instruments préalablement démontés dans un bain de savon (ou de Javel) :

- temps de trempage: 15 minutes au minimum
- renouveler le bain de prédésinfection régulièrement

B. Nettoyage manuel – Brossage :

- Dans la solution de prédésinfection
- Port de gants de ménage
- Matériel lavé sur les surfaces lisses, brossé dans les anfractuosités avec une brosse adaptée

C. Rinçage abondant à l'eau claire

D. En fin de séance, les bacs sont vidés, nettoyés, rincés puis désinfectés

---

124. Desplats D, Razakarison C (2011).